

次氯酸仿生除菌杯说明书

(更多科普请关注微信公众号)

产品介绍

本产品通过食品原料的电解技术，生成低浓度次氯酸（18-30ppm），模拟白细胞杀菌机制发挥清除口腔病菌、抑制龋齿、缓解牙周疾病的作用。（电解能力）专利申请号：202410955233.1



应用场景

- 清洁口腔，抑制龋齿与黄斑、缓解牙周疾病。
- 浸泡牙刷、牙套、义齿等牙具，消除异味。

产品型号	QS-JWZ-03
工作电压	9-12V
最大功率	12W
工作容积	250ml
电解时间	90秒
次氯酸浓度	15-25ppm
PH	6-6.8

使用方法

- 杯中倒入专用电解质，加自来水或纯净水约250ml；
- 按下开关，蓝灯亮起，工作约90秒后自动停止，漱口液制备完毕。
- 如工作时蓝色指示灯开始闪烁，说明电量不足，须及时充电；充电器可为常规手机充电器，充电时红色指示灯亮起，充满后则绿色指示灯亮起。

产品特点

- 模拟白细胞杀菌机制，体外生成白细胞最重要的杀菌因子-次氯酸。
- 配方均源自食品材料，产物已通过“经口无毒”检测。

注意事项

- 即制即用，次氯酸易分解，不宜久存；
- 水温不建议超过40°C。

保修与售后

购买产品之日起，按照说明书正常使用范围内，若产品出现非人为损坏或故障，保修期为6个月。如使用或保管不当、擅自拆机等原因造成的损坏，公司不承担保修责任。



巧士健康服务平台

联系方式:详见“巧士健康”微信公众号平台
公司名称:合肥巧士健康科技有限责任公司
公司地址:安徽省合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区包公大道与大众路交口安徽尚荣大健康产业园5栋805